

FICHA TECNICA Y DE ALMACENAMIENTO
APLI-GEL
CUBETAS DESECHABLES PARA APLICACIÓN DE FLUOR
No Requiere Registro Sanitario

Descripción:

Cubetas dobles para la aplicación de flúor en gel. Se diferencia la superior de la inferior, tienen la forma de cada uno de los dientes, según la edad del paciente y tamaño a usar. Son articuladas, no se deforman, blandas, suaves, de bordes redondeados. Ambas están unidas por una banda y esta unión queda fuera de la boca del paciente en el momento de usarla. Transparentes para observar la difusión del gel sobre los dientes.

Se fabrican en tres tamaños:

- Grandes para 12 años o más
- Mediana hasta 12 años
- Pequeña solo para dientes temporales

Las cubetas son **desechables** solo permanecen en la boca entre 45 segundos y 4 minutos.

Modo de Empleo: Son desechables se usan para la aplicación de gel de flúor en la prevención de caries dentaria.

CONDICIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE

Se fabrican en molde de inyección con PVC Atóxico, plástico usado en la industria de alimentos para subtapas de productos alimenticios y en chupos. Tiene buena estabilidad. Aprobado por la FDA. PVC es de textura suave y resistente a los ácidos.

APLI-GEL se empaca en Caja * 25 unidades de cada tamaño: Grande, mediana y pequeña. Identificadas con los datos de la compañía.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

APLI-GEL debe almacenarse en condiciones sanitarias adecuadas.
No se debe transportar con sustancias tóxicas, químicos o animales.
Mantener sin exposición directa a la luz solar ni al agua.
No dejar al alcance de los niños. No ingerir.