



*Productos Odontológicos*

Calle 161A No. 16A-74 Telefax: 630 40 53 e-mail: [prodont@etb.net.co](mailto:prodont@etb.net.co)

## **FICHA TECNICA OXIDO DE ZINC**

**R.S. INVIMA:** 2012DM-0001220-R1

**COMPONENTES:** OXIDO DE ZINC USP

### **PROPIEDADES**

**FISICAS:** Polvo blanco químicamente puro

**QUIMICAS:** Concentración 99%

pH evaluado en solución acuosa al 10%. 7.1-7.5

**ESTABILIDAD:** El producto se conserva por tres (3) años sin sufrir alteraciones, almacenado en sitio fresco y bien tapado.

**USOS DEL PRODUCTO:** Cemento temporal mezclado con el Eugenol Prodont.

**PRESENTACION:** Frasco x 10g, 175g y 454g